


**FICHE PRODUIT**

## Cônes de pipettes, 1000ul avec filtre et dans un rack avec couvercle

Référence : SOC-2961000

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Cônes de pipettes, 10ul avec filtre et dans un rack avec couvercle

Toutes les cônes sont fabriquées à 100% en polypropylène. Les cônes sont conçues pour s'adapter à la plupart des pipeteurs courants.

- Fabriqué en polypropylène ultra clair
- Correspond aux pipettes universelles
- Graduation précise
- Emballage économique avec fermeture à glissière
- Certifié être sans DNase, RNase et pyrogène.
- Conditionnement minimum de vente: 96 cônes

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-long/14823-pointe-de-pipette-a-filtre-1000-l.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com