

FICHE PRODUIT



Plaque fémur droit de 12 à 18 trous

Référence : SOC-28012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque fémur droit de 12 à 18 trous

Ces **plaques fémur droit** de nouvelle génération améliorent la flexibilité pendant la chirurgie du fémur.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14828-plaque-femur-droit-de-12-a-18-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
instru_trous - 12 trous	SOC-28012-A	
instru_trous - 14 trous	SOC-28014	
instru_trous - 16 trous	SOC-28016	
instru_trous - 18 trous	SOC-28018	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com