

FICHE PRODUIT

Vis spongieuse filetage moyen 6,5 mm

Référence : SOC-24030

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vis spongieuse filetage moyen 6,5 mm

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical
- Disponible en taille de 30mm à 100mm
- Conditionnement minimum de vente : 5 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/14839-vis-spongieuse-filetage-moyen-6-5-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim_vis_os - 30 mm	SOC-24030-A	
dim_vis_os - 35 mm	SOC-24035	
dim_vis_os - 40 mm	SOC-24040	
dim_vis_os - 45 mm	SOC-24045	
dim_vis_os - 50 mm	SOC-24050	
dim_vis_os - 55 mm	SOC-24055	
dim_vis_os - 60 mm	SOC-24060	
dim_vis_os - 65 mm	SOC-24065	
dim_vis_os - 70 mm	SOC-24070	
dim_vis_os - 75 mm	SOC-24075	
dim_vis_os - 80 mm	SOC-24080	
dim_vis_os - 85 mm	SOC-24085	
dim_vis_os - 90 mm	SOC-24090	
dim_vis_os - 95 mm	SOC-24095	
dim_vis_os - 100 mm	SOC-24100	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com