

FICHE PRODUIT

Support mural encastré pour visionneuse, 2 x 144 x 43 cm

Référence : SOC-640380

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Kit pour visionneuse murale encastrable contenant des abat-jours muraux et le matériel d'installation.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/1484-support-mural-encastre-pour-visionneuse-2x144x43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com