


FICHE PRODUIT



Suspension pour films humides, 105 cm

Référence : SOC-640230

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Support pour des cadres de film avec un bac d'égouttement qui permet la lecture de la radiographie après développement.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/1485-suspension-pour-films-humide-105-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com