

FICHE PRODUIT

Microtube à centrifuger bleu, 1,5ml (Lot de 500)

Référence : SOC-B50015

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à centrifuger bleu, 1,5ml (Lot de 500)

1. Fabriqué à partir de polypropylène vierge
2. Autoclavable à 121 °C et congelable à -80 °C
3. Ouverture et fermeture faciles
4. Conditionnement de vente: sachet de 500.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/14856-tube-a-centrifuger-bleu-1-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com