

**FICHE PRODUIT**



## Cryotube avec filetage intérieur 2,0ml (Lot de 100)

Référence : SOC-100201

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Cryotubes à bouchon interne, 2,0ml (Lot de 100)

1. Graduation claire et zone de marquage blanche
2. Congelable à -196 °C
3. Autoclavable à 121 °C
4. Certifié sans DNase, RNase et pyrogène
5. Plusieurs couleurs de bouchon pour une identification facile.
- 6- Conditionnement de vente: Sachet de 100

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit



<https://www.socimed.com/cryovials-a-bouchon-rentrant/14857-cryotubes-avec-vis-interne-2-0ml-lot-de-100.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)