

**FICHE PRODUIT**



## Boîte en polycarbonate pour tubes cryogéniques, 25 puits

Référence : SOC-R50250

### Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de puits : 25 puits

## Description du produit

### Boîte en polycarbonate pour tubes cryogéniques, 25 puits

1. Le matériau en polycarbonate et congélabable à -196 °C
2. Autoclavable à 121 °C
3. Racks de différentes couleurs pour une identification facile
- 4- Pour 25 tubes Cryovials
- 5- Conditinnement de vente: 1 boîte

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/boites-en-polycarbonate/14859-boite-a-tubes-cryogeniques-25-puits.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Nombre de puits | 25 puits  |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)