

FICHE PRODUIT



Boîte en polycarbonate pour tubes cryogéniques

Référence : SOC-B81100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte en polycarbonate pour tubes cryogéniques

1. Le matériau en polycarbonate et congélabable à -196 °C
2. Autoclavable à 121 °C
3. Racks de différentes couleurs pour une identification facile
- 4- Fabriquée en les matériaux suivants: PS, PC, ABS
- 5- Conditinnement de vente: 1 boîte

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-en-polycarbonate/14861-boite-en-polycarbonate-pour-tubes-cryogeniques-81-puits.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
puits_nombre - 81 puits	SOC-B81100-81 puits	
puits_nombre - 100 puits	SOC-B81100-2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com