

FICHE PRODUIT

Fiole jaugée Blaubrand® en verre Duran® classe A col rodé avec bouchon en polypropylène

Référence : SOC-001701IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fiole jaugée Blaubrand® en verre Duran® classe A col rodé avec bouchon en polypropylène

Avantages : Attestée conforme

Caractéristiques techniques :

- Qualité du verre : Borosilicaté
- Couleur du verre : Verre clair
- Classe : A
- Col : Etroit
- Couleur des inscriptions : Bleu
- Bouchon : Oui
- Matière du bouchon : En polypropylène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

Capacité (en ml)	Rodage	Conditionnement de vente
20	10/19	2
25	10/19	1
50	12/21	2
200	14/23	2
500	19/26	2
1000	24/29	1
2000	29/32	1

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14866-firole-jaugee-en-verre-duranr-classe-a-col-ode-avec-bouchon-en-polypropylene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_fiole - 20 ml	SOC-00170195	
capacite_fiole - 25 ml	SOC-00170200	
capacite_fiole - 50 ml	SOC-00170216	
capacite_fiole - 500 ml	SOC-00170258	
capacite_fiole - 1000 ml	SOC-00170263	
capacite_fiole - 2000 ml	SOC-00170279	
capacite_fiole - 200 ml	SOC-00605317	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com