


FICHE PRODUIT

Éprouvette en verre Duran® forme haute classe A, graduations bleues

Référence : SOC-00167IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Hauteur du matériel : 140 mm
- Subdivision des éprouvettes : 0.2 ml

Description du produit

Éprouvette en verre Duran® forme haute classe A, graduations bleues

Éprouvette en verre Duran® certifiée, forme haute classe A avec graduations bleues, bec verseur et base hexagonale en verre

Application : Mesure volumétrique des liquides

Avantages : Grande résistance

Caractéristiques techniques :

- Qualité du verre : Borosilicaté
- Couleur du verre : Verre clair
- Classe : A
- Forme : Haute
- Couleur des inscriptions : Bleu
- Bec verseur : Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

Capacité (en ml)	Subdivision (en ml)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)	Conditionnement de vente
10	0.2	140	14	2
25	0.5	170	21	2
50	1	200	25	2
100	1	260	29	2
500	5	390	53	2
1000	10	470	66	1
2000	20	570	85	1

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14875-eprouvette-en-verre-duranr-forme-haute-classe-a-graduations-bleues.html>

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Hauteur du matériel	140 mm
Subdivision des éprouvettes	0.2 ml

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 10 ml	SOC-00167182	
eprouvette_capacite - 25 ml	SOC-00167198	
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-00167203	
eprouvette_capacite - 100 ml	SOC-00167219	
eprouvette_capacite - 500 ml	SOC-00167245	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-00167250	
eprouvette_capacite - 2000 ml	SOC-00167266	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com