

FICHE PRODUIT

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique

Référence : SOC-51266T

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique

Le **Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique** est équipé de deux gouttières pour prises de sang, réglables en toutes positions. Son dossier et sa jambière sont réglables par vérins à gaz (la jambière peut être mise en position verticale). Grande facilité d'utilisation. Position de Trendelenburg

Sellerie en forme ergonomique pour un plus grand confort, d'une épaisseur de 8 cm non feu de classe M1 (ignifugée).

Piètement sur socle chromé lui conférant une bonne stabilité.

Caractéristiques principales:

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique
- Châssis composé d'une colonne télescopique
- Pied sur socle chromé
- Sellerie en forme confortable ergonomique sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sellerie Tendue sans coutures apparentes : idéal pour la désinfection
- Réglage du dossier et de la jambièrre en toutes positions par 2 vérins à gaz
- Equipé d'une paire de gouttière prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation.
- Montée du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne à mi-course
- Descente du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne au maximum de sa course et maintenir.
- Rotation du fauteuil : Blocage de cette rotation en levant la pédale au maximum
- Position de Trendelenburg
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/14883-fauteuil-de-prelevement-a-hauteur-variable-hydraulique.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com