

FICHE PRODUIT



Chariot pour médicaments, Modèle YC51S

Référence : SOC-TIA-YC51S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Chariot pour médicaments, Modèle YC51S

- Il est fabriqué à plus de 90% d'ABS et facile à déplacer.
- La surface de la table est faite en ABS, facile à nettoyer et de dimensions: 746 mm x 526 mm.
- Possède deux panneaux de travail auxiliaires dissimulés sous la table du haut, augmentant ainsi l'espace de travail.
- Possède plusieurs tiroirs pouvant être utilisés pour conserver des médicaments ou autres, ceci en fonction des besoins.
- Équipé d'une porte à claire voie en rideau possédant une clé.
- Structure principale et surface de travail : ABS.
- Dimensions globales : 840 mm x 595 mm x 1 143.5 mm.
- Dimensions d'expédition : 940 mm x 695 mm x 1 313.5 mm.
- Poids à l'expédition : 69 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/1489-chariot-pour-medicaments-modele-yc51s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com