

FICHE PRODUIT

Papier ECG Fukuda FX 7101 / 7102 / OP122TE - 715060 (10 liasses)

Référence : SOC-710102

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boite de 10

Description du produit

Papier ECG Fukuda FX 7101 / 7102 / OP122TE - 715060 (10 liasses)

Le papier millimétré Fukuda Denshi Cardimax est utilisé pour imprimer les résultats des électrocardiogrammes réalisés avec les ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7102. Papier de qualité, son impression donne des tracés ECG clairs et lisibles facilitant ainsi l'interprétation des résultats par le médecin.

Conditionnement: Boite de 10 liasses

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-edan/14892-papier-ecg-fukuda-fx-7101-7102-op122te-715060-10-liasses.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boîte de 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com