

FICHE PRODUIT

Aspirateur électrique portable NEW ASKIR 230/12V BR

Référence : SOC-31021103

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

NEW ASKIR 230/12V BR est un aspirateur électrique pour l'aspiration orale, nasale et trachéale de liquides corporels chez l'adulte ou l'enfant.

Il convient pour les applications d'urgence et pour la thérapie postopératoire, aussi bien en milieu professionnel qu'à domicile.

Le NEW ASKIR 230/12V a trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur universel AC/DC 12V 4A, d'une batterie rechargeable Pb, cet aspirateur trachéal est une unité polyvalente garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe

L'aspirateur chirurgical New Askir 230/12v BR est doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide .

Le moteur est composé d'une pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien.

Le NEW ASKIR 230/12V BR est conforme à la norme EN 60601-1-11 "pour une utilisation dans le domaine de la santé à domicile" et possède un degré de protection IP21.

Les accessoires suivants sont fournis avec l'aspirateur New Askir 230 / 12V BR:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
- 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables)
- Connecteurs coniques $\varnothing$ 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Canule CH20
- Adaptateur universel AC / DC
- Adaptateur de voiture 12V

Spécifications techniques de l'appareil d'aspiration New Askir 230 / 12V BR:

- Pompe à piston sans huile ni entretien.
- Alimentation à 100-240V~ - 50/60 HZ pour adaptateur AC/DC 14V 4A.
- Chargeur de voiture: 12V 4A.
- Batterie interne: Pb 12V 4A
- Nombre de leds: 1
- Durée de la batterie: 80minutes
- Temps de recharge: 240 minutes
- Aspiration Maximum- réglable : -0.75 Bar / -75KPa / -563 mm Hg
- Flux max d'aspiration: 16L/ minute
- Niveau sonore: 60.5 dB
- Puissance absorbée: 50 VA
- Fusible: 1 x 630 mA 250V
- Fonctionnement : Usage continu
- Poids: 3,5Kg
- Dimensions: 35 x 21 x 18 mm
- Degré de protection: IP21
- Garantie : 2 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/14903-aspirateur-electrique-portable-new-askir-230-12v-br.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com