

FICHE PRODUIT

Balance de précision Precisa 360ES, modèle ES1220-FR

Référence : SOC-596966

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance de précision Precisa 360ES, modèle ES1220-FR

La **Balance de précision Precisa 360ES, modèle ES1220-FR** est une balance adaptée au travail en laboratoire. Elle a une portée de 240-1120g et une précision de 1-10mg.

Elle est utilisée dans tous les domaines de la biologie, principalement pour la préparation de réactifs et de colorants, et pour la pesée avec précision de certains produits biologiques à analyser.

- portée 240-1120g,
- précision 1-10mg,
- Plage de pesées étendues
- Menus intuitifs,
- Constructions en aluminium,
- Cage de pesée innovante,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Grande variété d'applications,
- Connectique universelle,
- Ecran LCD rétroéclairé,
- Cellule de pesée dite 'conventionnelle' assemblée manuellement et entièrement réparable,

Avantages de la Balance de précision Precisa 360ES, modèle ES1220-FR :

- Options disponibles,
- Version IP65,
- Smartbox,
- Imprimante,
- Pesée sous socle,
- Métrologie légale.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/14904-balance-de-precision-precisa-360es-modele-es1220-fr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com