

FICHE PRODUIT

Tapis roulant d'effort Trackmaster TMX428

Référence : SOC-06082020428

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tapis roulant d'effort Trackmaster TMX428

Trackmaster TMX428 est un tapis roulant moderne, puissant et fiable qui peut être contrôlé par un équipement ECG externe.

La faible hauteur de marche rend le tapis de course parfaitement adapté à tous les sujets de test dans la cardiologie, la rééducation et la fonction pulmonaire.

Trackmaster TMX428 offre un couple complet sur toute la plage de vitesse et une accélération douce à partir de 0,16 km/h et est réglable en continu dans la plage de 0,16 à 20 km/h (0,1 à 12 mph), avec une élévation jusqu'à + 25%.

Domaines et Avantages : Cardiologie, médecine du sport, rééducation, physiothérapie, construction stable moderne, faible hauteur de marche, fonctionnement silencieux

Caractéristiques :

Trackmaster est la marque de renommée mondiale. Il a donné son nom au protocole Trackmaster.

- Le tapis de course Trackmaster TMX428 a une conception moderne et stable;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La hauteur de marche extrêmement basse garantit un accès facile à tous les sujets de test;
- Vitesse de démarrage nulle: une accélération douce à partir de 0 km / h;-
- Réglage de la vitesse dans la plage de 0,16 à 20 km / h (0,1 à 12 mph),
- Conception absorbant les chocs pour un confort de course;
- Fonction d'arrêt avec cordon pour une utilisation sûre du tapis de course;
- Bouton d'arrêt;
- Interface USB et RS232 pour la connexion à un équipement externe;
- La courroie est centrée automatiquement: aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire;
- Servo sans balais PWM DC extrêmement puissant de 4,0 HP offrant 6,0 Hpr crête. Il offre un contrôle précis de la vitesse; il n'y a pas de «décalage» lorsque le pied heurte la ceinture;
- Le tapis de course ne nécessite pratiquement aucun entretien:-
- Fonctionnement silencieux

Paramètres techniques :

- Hauteur de marche à 7,5" du sol (19 cm)
- Surface de course de la plate-forme : 22" x 63" (60 x 160 cm)
- Pont de course : Amorti et réversible, autolubrifiant
- Tapis de course : Amorti et réversible, autolubrifiant
- Alignement automatique de la courroie avec rouleaux avant et arrière réglables
- Construction de l'espace requis au sol : 33" x 78,5" (83 x 200 cm)
- Bouton d'arrêt d'urgence : Main droite ou gauche Estop Standard
- Norme d'attache d'urgence
- Capacité de poids utilisateur : 500 Lbs (226 kg)
- Port de communication : RS232 et USB 2.0, compatible SEIVA Ergolog
- Le servomoteur sans balais Drive 4.0 HP PWM DC fournit 6,0 HP de pointe
- Sortie de couple : Couple complet sur toute la plage de vitesse.
- Alimentation requise : 110-120V, 50/60Hz, 10A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

208-240V, 50/60Hz, 7A

- Freinage à la sortie du patient Durée de 45 s à l'arrêt
- Actionneur à vis de moteur de levage avec engrenages métalliques et écrou en laiton lubrifié scellé pour une lubrification supplémentaire
- Vitesse de fonctionnement : 0.1-12MPH (0,16 à 20 km/h)
- Contrôle de l'élévation : auto-calibrée 0-25%

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/14905-tapis-roulant-d-effort-trackmaster-tmx428.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com