

FICHE PRODUIT



Bocal autoclavable 5000ml pour aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC

Référence : SOC-RE410350

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bocal autoclavable 5000ml pour aspirateur chirurgical HOSPIVAC

- Adapté au modèle NEW HOSPIVAC 400
- Fabriqué en Makrolon®
- Conditionnement de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/14907-bocal-autoclavable-2x5000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com