

FICHE PRODUIT

Boite de parodontologie

Référence : SOC-B00891

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boite de parodontologie

Composition de la boîte :

- 1 boîte inox 25 x 10 x 5 cm
- 1 sonde parodontale millimétrée de Williams
- 1 precelle à marquer la gencive crane-Kaplan gauche
- 1 precelle à marquer la gencive crane-Kaplan droite
- 1 ciseaux a gencives courbe 11,5 cm
- 1 décolleur muco périoste de Molt double
- 1 bistouri de gingivectomie de Kirkland double 15-16
- 1 bistouri de gingivectomie de Buck
- 1 bistouri de gingivectomie de Orban double 1/2
- 1 détartreur simple de Towner U15

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 ciseaux (détartreur) simple de Zerfing
- 1 détartreur crane Kaplan CK6
- 1 curette de Goldmann fox double extrémité n°1
- 1 curette de Gracey double extrémité 3-4
- 1 curette de Gracey double extrémité 13-14
- 1 curette Mc Call 13s/14s

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/14913-boite-de-parodontologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com