

FICHE PRODUIT



CURIX Cassette + écran OR REG

Référence : SOC-38XZ8

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CURIX Cassette + écran OR REG

Les **CURIX cassettes avec écran renforceur** de chez, AGFA sont utilisées avec des films conventionnels de radiologie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-standards/14916-curix-cassette-ecran-or-reg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cassettes_dimension - 15 x 30 cm	SOC-38XZ8-1	
cassettes_dimension - 18 x 24 cm	SOC-3KN5R	
cassettes_dimension - 24 x 30 cm	SOC-3KN8X	
cassettes_dimension - 30 x 40 cm	SOC-3KN9Z	
cassettes_dimension - 35 x 35 cm	SOC-3KOA4	
cassettes_dimension - 35 x 43 cm	SOC-3KOB6	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com