

FICHE PRODUIT



Sachet pelable plat DI - 1 face papier 60g par m²

Référence : SOC-90BOP22040

Points forts

- délais : 48 heures
- Format des accessoires de stérilisation : 220 x 400 mm
- Conditionnement des accessoires de stérilisation : Boîte de 1000

Description du produit

Sachet pelable plat "BOP®" DI - 1 face papier 60g/m² / 1 face film 220 x 400 mm

Avec les sachets de stérilisation plats BOP®, il est désormais possible d'obtenir des niveaux de performance nettement supérieurs à des prix compétitifs.

Les sachets plats BOP® offrent une pelabilité totale constante, avec très peu d'émission de fibres, quelles que soient la vitesse et les conditions de l'ouverture.

La gamme BOP® permet de diminuer les risques d'infections nosocomiales, en améliorant le confort d'utilisation et surtout la sécurité du patient.

Caractéristiques techniques de sachet pelable plat:

- **Film shaterless indéchirable**

Ce film a été conçu pour éliminer tout risque de déchirement, faiblesse majeure des produits classiques.

Sa résistance à la déchirure, dix fois supérieure à celle des films conventionnels, supprime

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

pratiquement tout risque de rupture sur les bords à l'ouverture.

- **Papier :**

Le papier 60g/m² des plats BOP® se caractérise par un traitement de surface conçu non seulement pour offrir une plage étendue de température de soudure, mais aussi pour réduire considérablement l'émission de fibres à l'ouverture.

- **Indicateur :**

Indicateurs Vapeur et gaz OE (conformément à ISO 11140-1) imprimés entre les deux couches de film (intrafilm)

- **Normes :**

EN ISO 11607 & EN 868-5.

Conditionnement de vente : Boite de 1000.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/14920-sachet-pelable-plat-bopr-di-1-face-papier-60g-m-1-face-film-220-x-400-mm.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Format des accessoires de stérilisation	220 x 400 mm
Conditionnement des accessoires de stérilisation	Boîte de 1000

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com