


FICHE PRODUIT

Balance analytique de laboratoire modèle JF

Référence : SOC-JF100IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance analytique de laboratoire série JF

Les **balances analytique JF** sont des balances de laboratoire abordables offrant un pesage de précision de haute qualité. Toutes les balances de la série JF sont compactes et portables avec des résolutions élevées, parfaites pour les pharmacies, les applications de pesage de découverte de médicaments, les laboratoires ou les universités. Chaque balance est livrée avec un poids d'étalonnage externe ou interne et un pare-brise en verre pour des résultats de pesage précis.

Caractéristiques techniques :

- Dimension du plateau : Ø80mm;
- Interface interne : Rs232C;
- Hauteur de l'espace de travail : 240 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/14931-balance-analytique-de-laboratoire-modele-jf.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
precision_lecture - 100g/0.1mg	SOC-JF1004	
precision_lecture - 120g/0.1mg	SOC-JF1204	
precision_lecture - 160g/0.1mg	SOC-JF1604	
precision_lecture - 180g/0.1mg	SOC-JF1804	
precision_lecture - 200g/0.1mg	SOC-JF2004	
precision_lecture - 210g/0.1mg	SOC-JF2104	
precision_lecture - 220g/0.1mg	SOC-JF2204	
precision_lecture - 310g/0.1mg	SOC-JF3104	
precision_lecture - 320g/0.1mg	SOC-JF3204	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com