

FICHE PRODUIT

Balance électronique de laboratoire modèle TD

Référence : SOC-TD200IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance électronique de laboratoire modèle TD

Les **Balance électronique de serie TD** sont des balances de laboratoire abordables offrant un pesage de précision de haute qualité. Toutes les balances de la série JF sont compactes et portables avec des résolutions élevées, parfaites pour les pharmacies, les applications de pesage de découverte de médicaments, les laboratoires ou les universités. Chaque balance est livrée avec un poids d'étalonnage externe ou interne pour des résultats de pesage précis.

Caractéristiques techniques :

- Dimension du plateau : 55mm x 143mm;
- Alimentation électrique : AC/DC.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/14941-balance-electronique-de-laboratoire-modele-td.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
precision_lecture - 2000g/0.1g	SOC-TD20001A	
precision_lecture - 3000g/0.1g	SOC-TD30001	
precision_lecture - 3000g/0.01g	SOC-TD30002A	
precision_lecture - 5000g/0.1g	SOC-TD50001A	
precision_lecture - 5000g/0.01g	SOC-TD50002A	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com