


FICHE PRODUIT

PH Mètre de paillasse modèle PHS-3C

Référence : SOC-PH00003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PH Mètre de paillasse modèle PHS-3C

Le **PH mètres PHS-3C** est un pH-mètre de précision à affichage numérique. Grand écran LCD à code cassé LCD, le **PH mètres PHS-3C** permet d'afficher le pH, la valeur de température ou mV, la valeur d'humidité. L'instrument reconnaît automatiquement 3 solutions tampons standard (4,00pH, 6,86PH, 9,18PH) avec compensation manuelle de la température.

Applications: Ce pH-mètre convient au pH et aux mV des solutions aqueuses dans les laboratoires chimiques des instituts de recherche, des écoles et des entreprises industrielles et minières.

Caractéristiques principales :

- Niveau de l'instrument: 0,01
- Plage de mesure: pH0,00-14,00pH; mV0 à ± 1800 mV
- Résolution: 0.01pH, 1mv, 0.1 ° C
- Plage de compensation de température manuelle: 0-60 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Erreur de base de l'unité électronique: pH $\pm$ 0,01pH; mV $\pm$ 0,1% (PE)
- Erreur de base de l'instrument: $\pm$ 0.02pH
- Erreur de répétabilité de l'unité électronique: pH0.01pH; mV1mV
- Erreur de répétabilité de l'instrument: $\leq$ 0.01pH
- Stabilité de l'unité électronique: $\pm$ 0.01pH / 3h
- Dimensions: 200 x 210 x 70 mm (l x b x h)
- Poids: 1kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ph-metres/14947-ph-metre-de-paillasse-modele-phs-3c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com