

FICHE PRODUIT

Papier pour Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux , 63 mm x 30 m

Référence : SOC-202054

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Papier pour Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux , 63 mm x 30 m

Le **Papier pour Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux , 63 mm x 30 m** est utilisé par l'**Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux**

Conditionnement de vente: 1 rouleau

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14948-papier-pour-electrocardiographie-ecg-3010-digitale-a-3-canaux-63-mm-x-30-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com