

FICHE PRODUIT



Incubateur à CO2 80L, modèle CHP-80

Référence : SOC-CH000080

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur à CO2 modèle CHP-80

Caractéristiques principales :

- Contrôle par microprocesseur
- Réglage de l'affichage numérique et température réelle
- Alarme de surchauffe, auto-réglage PID
- Minuterie de fonctionnement à affichage numérique,
- Intérieur en acier inoxydable, avec porte intérieure en verre,
- Alarme sonore et lumineuse CO2
- Double filtre à gaz, porte en partie chaude pour éviter la buée
- Adapté aux tests à température constante
- Convient aux cellules, tissus, culture bactérienne
- Capteur infrarouge (en option)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques:

- Modèle □ CHP-80
- Capacité □ 80L
- Dimension de travail : 500 x 400 x 400 mm
- Puissance □ 680W
- Plage de température □ Température ambiante + 5 ~ 50 °C
- Résolution de température □ $\pm 0,5$ °C
- Minuterie □ 0-999min
- Plage de CO2 □ 0-20%
- Précision CO2 □ $\pm 0,1\%$
- Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz
- Dimension: 550 x 520 x 850 mm
- Taille: 65cm x 67cm x 94cm
- Poids brut □ 68kg
- Poids net: 46 kg

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/incubateurs/14949-incubateur-a-co2-80l-modele-chp-80.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com