

FICHE PRODUIT

Set de branchement stérile Mediset

Référence : SOC-SP100040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mediset perfusion branchement toutes voies d'abord avec perfuseur est un set stérile conçu pour le branchement de perfusion quel que soit la voie d'abord.

Les accessoires sont disposés dans un ordre déterminé par le protocole, dans le but de réaliser le soin dans des conditions d'asepsie et de sécurité.

Caractéristiques :

Stérile

Usage unique

Contenu du blister :

1 carré absorbant

1 sac à déchets

1 masque de soin

1 charlotte

2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

1 champ absorbant imperméable
5 compresses en non tissé
1 seringue 3 pièces 20 ml
1 seringue 3 pièces 10 ml
2 aiguilles 18G 1 1/2
1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9% pour rinçage et purge
1 perfuseur 1 voie
1 mode d'emploi

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/14955-set-de-branchement-sterile-mediset.html>





Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com