


FICHE PRODUIT



Portoir de séchage en polystyrène

Référence : SOC-039735

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Portoir en polystyrène haute résistance pour le stockage ou le séchage de lames de microscopies placées verticalement.

- L x l x h petit modèle : 75 x 125 x 25 mm.

Facilité de lecture des lames

Possibilité de lecture au code-barres

Rangement d'une lame ou de deux lames par rainure

Coloris: bleu

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/presentation-des-lames-porte-objets/14958-portoir-de-sechage-en-polystyrene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com