

FICHE PRODUIT



Cônes à filtre long 200 µl, en rack stérile de 204

Référence : AXY-COS200LFRS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre long 200 µl, en rack stérile de 204

- * Couleur naturelle;
- * Stérilisés par irradiation;
- * Filtre en polyéthylène;
- * Longueur d'un cône: 90 mm;
- * Absence de DNase et RNase;
- * Niveau d'endotoxine contrôlé;
- * Conditionnement minimum de vente: 8 racks de 204.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-long/1496-cones-a-filtre-long-200-l-en-rack-sterile-de-204.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com