

FICHE PRODUIT



Mini-Endo Aluminium - 60 perforations et 4 godets plastiques

Référence : SOC-00180193

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mini-Endo Aluminium NICHROMINOX - 60 perforations et 4 godets plastiques

Petite boîte d'endodontie, en aluminium anodisé. Permet de préparer des séquences individuelles par patient.

Cette boîte en aluminium anodisé est de format 14x5,5x5cm - 4 coloris sont disponibles.

Caractéristiques:

- Aluminium anodisé ;
- 60 perforations pour instruments canaux, 4 godets plastique stérilisables ;
- Stérilisables jusqu'à 180°C ;
- Dimension : Haut. 4 cm Longueur 13 cm Largeur 5 cm.

Conditionnement minimum de vente : 1 boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14960-mini-endo-aluminium-60-perforations-et-4-godets-plastiques.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com