

FICHE PRODUIT



Tour à polir 2 vitesses, 500W sans augette

Référence : SOC-0080162

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tour à polir 2 vitesses 500W

La **Tour à polir 500W** commercialisé par **SOCIMED** est conçue pour la technique de polissage et dépolissage de résines, métaux, etc., soit en sec ou humide.

Les démarrages indésirables suite à une absence de courant sont empêchés grâce aux axes scellés et à l'interrupteur de sécurité inclus.

Avantages :

Puissant : Moteur de 500 W à 2 vitesses, sans entretien.

Silencieux : Niveau sonore 48 Db sans vibrations.

Étanche : Axes scellés pour éviter des pénétrations d'eau ou de ponce.

Sécurité : Interrupteur de sécurité évitant des démarrages intempestifs après une coupure d'électricité, évitant tout risque de blessures.

Ergonomique : Sa conception permet la mobilité des bras, rendant pratique son utilisation en position debout ou assise.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les extracteurs de type palan simplifient le montage et démontage des brosses à polir. La construction robuste et massive de la machine (12 Kg) ajoutée à l'embase importante posée sur des pieds en caoutchouc anti-dérapant confèrent au tour à polir une bonne stabilité

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 500W;
- Niveau sonore : 48dB;
- Tension : 230V, 50/60Hz;
- Dimensions : 210 x 145 mm;
- T.M : 1500/3000;
- Poids : 12 kg.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/aeropolisseur/14961-tour-a-polir-2-vitesses-500w-sans-augette.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com