

FICHE PRODUIT



Augette pour tour à polir

Référence : SOC-008020IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Augette pour tour à polir

3 modèles disponibles :

- Augette métallique pour une protection anti-éclaboussures avec visière légère et réglable; Dimensions: (L) 525 x (L) 295 x (H) 350 mm; Poids: 5.760 kg.
- Augette entièrement en caoutchouc pour éviter une éventuelle cassure de la pièce en cas de desserrage; Dimensions: (L) 300 x (W) 190 x (H) 270 mm; Poids: 1.425 kg.
- Augette en caoutchouc sans orifice pour l'aspiration; Dimensions: (L) 300 x (W) 190 x (H) 270 mm; Poids: 1.425 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aeropolisseur/14962-augette-pour-tour-a-polir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
augette_polisseur - Augette caoutchouc sans trou	SOC-0080211	
augette_polisseur - Augette caoutchouc avec trou	SOC-0080210	
augette_polisseur - Augette métallique	SOC-0080200	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com