

FICHE PRODUIT

Pipette volumétrique 5 ml, classe A.

Référence : SOC- 1451537

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Pipettes en verre de classe A non sérialisées et étalonnées « Pour livrer ». Conçues conformément à la spécification ASTM E969 pour la précision et à la spécification ASTM E1273 pour le codage couleur.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/14968-pipette-volumetrique-5-ml-classe-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	$\pm 0.001\text{ml}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com