

FICHE PRODUIT

Système d'endoscopie (Bronchoscope) vidéo portable série MBC

Référence : SOC-202062

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

Système d'endoscopie (Bronchoscope) vidéo portable série MBC

Le **Système d'endoscopie (Bronchoscope) vidéo portable série MBC** est un équipement médical constitué d'un **endoscope vidéo**, d'un **MP4**, d'une **source de lumière**, d'une **batterie** et d'un **appareil d'enregistrement**; le tout conçu en une seule unité.

Il permet de visualiser l'intérieur de l'**arbre bronchique** à des fins diagnostiques ou thérapeutiques (dites alors interventionnelles), dans les maladies de l'axe trachéobronchique et du poumon. Outre l'examen morphologique de la trachée et de l'arbre bronchique, le **Système d'endoscopie (Bronchoscope) vidéo portable série MBC** permet la réalisation de biopsies, l'instillation de médicaments, et la pose de prothèses.

Caractéristique du Système d'endoscopie (Bronchoscope) vidéo portable série MBC:

- Enregistrement portable: support de carte SD renouvelable pour le stockage d'images fixes et de vidéos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Intubation fine: le plus petit diamètre du tube d'insertion n'est que de 4 mm.
- Conception multifonctionnelle: équipé d'un canal de travail ou canal d'instrument et d'un support pour l'aspiration, **lavage broncho-alvéolaire**, un instrument d'utilisation.
- Confirmation visuelle: avec un moniteur de 3,5 pouces et une source de lumière LED longue durée.
- Longue durée de travail: les batteries lithium-ion rechargeables fonctionnent en permanence pendant quatre heures.
- Champ d'application: Il est utilisé en anesthésiologie, en pneumologie, en oto-rhino-laryngologie, en unité de soins intensifs, en salle d'urgence, etc.

Modèle	Longueur de travail	Diamètre d'insertion du tube	Profondeur de champ	Diamètre de canal d'instrument	Champ de vision	Plage de fléchissement
MBC-4	600mm	4.0mm	3-50mm	N	100°	U160°D130°
MBC-5	600mm	5.2mm	3-50mm	2.2mm	100°	U160°D130°
MBC-6	600mm	5.8mm	3-50mm	2.6mm	100°	U160°D130°

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/14971-systeme-d-endoscopie-video-portable-bronchoscope-serie-mbc.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
model_ - MBC-4	SOC-2020622	
model_ - MBC-5	SOC-2020623	
model_ - MBC-6	SOC-2020625	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com