

FICHE PRODUIT

Turbidimètre de paillasse modèle SGZ-200AS

Référence : SOC-00200AS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Turbidimètre de paillasse modèle SGZ-200AS

Le **turbidimètre de laboratoire SGZ-200AS** s'adresse aux professionnels de l'eau et responsables de laboratoire, exigeant une qualité d'analyses irréprochable. Développé avec les technologies les plus récentes, il assure des mesures à la fois simples à réaliser, rapides et fiables. Muni d'un écran graphique ergonomique et d'une interface utilisateur avancée, il affiche, outre les résultats, des messages en langage clair accompagnant l'utilisateur à chaque étape opératoire.

Caractéristiques techniques :

- Modèle: de table;
- Indication minimum: 0,1;
- Plage de mesure (NTU): 0-10 0-100 1-1000;
- Erreur d'indication: $\pm 2,5\%$ F.S;
- Répétabilité: 1,5% F.S.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14977-turbidimetre-de-paillasse-modele-sgz-200as.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com