

FICHE PRODUIT



Cônes finntip filter 0,2 - 10 µl, en rack stérile de 96

Référence : THE-FIN10FMRSIVD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques des cônes finntip filter 0,2 - 10 µl

- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-filter/1498-cones-finntip-filter-0-2-10-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com