

FICHE PRODUIT



Pipettes jaugées en verre 2 traits, classe A, 50 ml

Référence : SOC-001729B

Points forts

- délais : 48 heures
- Matière de la pipette : en verre
- Capacité des pipettes : 50ml
- Tolérance des pipettes : ± 0.050 ml

Description du produit

Pipettes jaugées en verre 2 traits, classe A, 50 ml

Caractéristiques techniques :

- * En verre clair classe A;
- * Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- * Pointes rodées et calibrées;
- * Avec boule de sûreté;
- * Repérage de la capacité par code couleur;
- * Tolérance: 0,007 ml;
- * Longueur: 280 mm;
- * Code couleur: bleu;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-jaugees/14980-pipettes-jaugees-en-verre-2-traits-classe-a-50-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Matière de la pipette	en verre
Capacité des pipettes	50ml
Tolérance des pipettes	±0.050ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com