

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS230

Référence : SOC-BS230

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS230

BS-230 est un analyseur de chimie clinique de paillasse multifonctionnel avec un débit de 200 T / H, jusqu'à 400 T / H avec ISE. Bien qu'avec une taille compacte, il réalise une foule de fonctions avancées jamais expérimentées: ce qui fait de lui une solution de chimie optimale pour les petits laboratoires et un outil de secours pour les laboratoires de haut de gamme.

Caractéristiques techniques

- Automatique, discret, accès aléatoire, de paillasse
- Débit: jusqu'à 200 tests / heure, jusqu'à 400 tests / heure avec ISE
- Source lumineuse: lampe halogène-tungstène
- 40-80 positions réactifs
- 40-80 positions échantillons
- Bras multi-fonctions
- 40 cuvettes réactionnelles à usage unique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Peltier entre 2-8°C
- Réactif du pack système d'origine prêt à l'emploi
- Volume de réactif: 10 ~ 250 µl, pas à pas de 0,5 µl
- Volume d'échantillon: 2 ~ 45 µl, pas de 0,1 µl
- Volume de réaction: 100 ~ 360µl
- Température de fonctionnement: 37 ° C ± 0,1 ° C
- Poids: 47kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/14981-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs230.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com