

FICHE PRODUIT

Pied à sérum 2 crochets en inox

Référence : SOC-202058

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pied à sérum 2 crochets en inox

Ce **Pied à sérum 2 crochets en inox** ou **pied à perfusion** est une longue tige en inox 18/10 (304) ajustable, montée sur un pied à 5 roulettes, et munie de 2 crochets auxquels on peut suspendre des sacs dont le contenu sera transfusé à un patient.

Caractéristiques du Pied à sérum 2 crochets en inox:

- Pieds 5 branches polyamide ;
- Ensemble en inox 18/10 (304) ;
- 2 crochets sécurité ou U ;
- En version normal ou alourdi ;
- Fourreau Ø 30mm tige Ø 16mm ;
- Roulettes nylon - Ø 50mm ;
- Blocage sur douille inox.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/14984-pieds-a-serum.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com