

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie automatique, Modèle BK-400

Référence : SOC-BK400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate de biochimie automatique, Modèle BK-400

L'**automate de biochimie automatique modèle BK-400**, possède un affichage à temps réel du volume de réactif restant et peut effectuer jusqu'à 400 tests par heure avec fonction STAT.

Autres fonctionnalités :

- 45 emplacements pour réactif.
- 60 emplacements d'échantillon (90 emplacements d'échantillon en option).
- 120 cuvettes pour réactifs (réutilisables).
- Système de lavage automatique en 7 étapes.
- Une sonde d'échantillonnage, une sonde de réactif, une fonction anticollision, une fonction de détection de niveau de liquide.
- Lecteur de codes-barres d'échantillons et de réactifs intégré en option

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Performance globale	Modèle	BK-400(CRYSTAL)
	Type	Discret, entièrement automatique
	Débit	400T/H
	Méthode d'analyse	Point final, temps fixe, taux, turbidimétrie
	Certification	CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Unité d'échantillonnage	Paramètres d'échantillonnage	60 ou 90 emplacements d'échantillons, y compris l'étalonnage, le contrôle qualité et l'urgence
	Volume d'échantillon	2ul ~ 70ul (0,1ul à la fois)
	Exemple de sonde	Sonde de revêtement en téflon, capteur de niveau de liquide, fonction anticollision
	Nettoyage de la sonde	Lavage automatique de l'intérieur et de l'extérieur
	Éléments d'analyse	Peut analyser au maximum 45 éléments en même temps
Unité de réactif	Position du réactif	45 emplacements de réactifs réfrigérés
	Volume de réactif	20~350µl (1µl à la fois)
	Contrôle de la température	2 °C ~ 8 °C refroidissement pendant 24 heures
	Sonde de réactif	Sonde de revêtement en téflon, capteur de niveau de liquide, fonction anticollision
	Nettoyage de la sonde	Lavage automatique de l'intérieur et de l'extérieur
Unité de réaction	Contrôle de la température	37 °C ± 0,1 °C, moniteur en temps réel
	Cuvettes	120 cuvettes réutilisables (longueur du chemin optique 6 mm)
	Sonde de mélangeur	Après avoir ajouté le réactif et l'échantillon, mélanger immédiatement
	Sonde de lavage	Système de nettoyage et de séchage automatique de l'eau
	Réglage du système	Le système peut enregistrer la valeur du vide et obtenir des résultats plus précis en déduisant la valeur de base du vide de chaque cuvette

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Performance globale	Modèle	BK-400(CRYSTAL)
Système optique	Source de lumière	Lampe halogène-tungstène 12V / 30W, durée de vie de 2000 heures
	récepteur	8 récepteurs photo de précision
	Gamme de longueurs d'onde	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700nm
	Gamme linéaire	0.000~3.000Abs
Calibration et QC	Calibration	Facteur un point, deux points, multipoint
	Contrôle de qualité	Insertion d'un contrôle de qualité au hasard, avec une courbe de réaction vérifiant clairement chaque élément de test
Logiciel	Fonction d'urgence	Les échantillons d'urgence peuvent être placés dans le plateau d'échantillons à tout moment
	Logiciel	Windows 7/8/10, système LIS disponible
	Traitement de l'information	Fonction d'affichage de la courbe de réaction et des données
Autres	Source de courant	AC110/220V±10%, 60/50Hz
	Interface	Port LAN
	Consommation	500w
	Taille de l'emballage (W * D * H)	1218*958*1431mm
	Poids	242kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/14985-automate-de-biochimie-automatique-modele-bk-400.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com