

FICHE PRODUIT

Garrot pneumatique électronique QZ-I

Référence : SOC-QZ002020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Garrot pneumatique électronique modèle QZ-I

Le **Garrot pneumatique électronique modèle QZ** est destiné à être utilisé pour des opérations chirurgicales sur les membres du corps humain à l'hôpital pour arrêter le saignement des membres par une méthode pneumatique manuelle. Trois tailles de garrots pneumatiques sont disponibles, grande, moyenne et petite taille, respectivement pour les membres inférieurs adultes, les membres supérieurs adultes et les membres inférieurs de l'enfant et les membres supérieurs de l'enfant.

Caractéristiques techniques :

- Design simple et petit;
- Portable et léger;
- Facile à utiliser;
- Bon effet d'arrêt du sang;
- Avec compresseur d'air;
- Type: Electro-pneumatique;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type de patient: Adultes et enfants;
- Limite de pression d'air: 0-0.12MPa (positif);
- Poids: 2 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-congestion-sanguine/14986-garrot-pneumatique-electronique-qz-i.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com