


FICHE PRODUIT



Laparoscope optique 30°, ? 5 x 330 mm

Référence : SOC-HF0002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Laparoscope optique 30°, Φ 5 x 330 mm

Le **Laparoscope optique 30°, Φ 5 x 330 mm** a été conçu et fabriqué selon les dernières technologies optiques et en utilisant des matériaux de haute qualité. Si vous recherchez des instruments médicaux de chirurgie mini-invasive avec une bonne qualité, un prix compétitif et un service fiable. Vous les trouverez chez **SOCIMED**. Nous fournissons des instruments laparoscopiques généraux et professionnels avec norme CE, FDA approuvée.

Caractéristiques techniques :

- Matériau en acier inoxydable optimum;
- Fibre optique de type allemande;
- Compatibles avec la haute définition, permettant des images claires, lumineuses et nettes;
- Autoclavable et compatible avec la stérilisation à la vapeur;
- Résistant à la corrosion;
- Construction robuste;
- Superbe finition;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Optique: 30°;
- Diamètre: 5 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/14987-laparoscope-optique-30-f-5-x-330-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com