

FICHE PRODUIT



Système d'enrobage HistoCare Arcadia (distributeur de paraffine et plaque froide)

Référence : SOC-ARC201698

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système d'enrobage HistoCare Arcadia (distributeur de paraffine et plaque froide)

Le **système HistoCore Arcadia** permet un flux de travail fluide, une utilisation simple et un contrôle précis. Des **repose-poignets** garantissent un confort et une stabilité renforcés. La Loupe améliorée pour l'enrobage de petites biopsies ; et un écran LCD tactile pour la commande intuitive et le contrôle du **système d'enrobage HistoCore Arcadia**.

Les avantages du système d'enrobage HistoCare Arcadia

- Visibilité parfaite

La LED blanche vive améliore le contraste et la visibilité des échantillons les plus transparents. La loupe conviviale, avec ses larges lentilles et son positionnement simple vous aide à enrober les biopsies les plus petites et les plus complexes.

- Plaque froide

La fiabilité est critique, c'est pourquoi nous avons conçu une plaque froide capable de supporter une importante charge de travail à température ambiante. Pour un flux de travail plus fluide, un mécanisme d'auto-régulation maintient la vaste surface à la bonne température de manière

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

constante.

- Nettoyage facile

Cadre métallique facile à nettoyer et repose-poignets recouverts de silicone. Le design robuste du racloir spécial permet de nettoyer toutes les rainures.

Caractéristiques techniques

Distributeur de paraffine

Températures d'utilisation : de 50 °C à 75 °C, réglables par incréments de 1 °C

Bac amovible : environ 150 cassettes (compatibles avec le panier Peloris)

Réservoir de paraffine : 4 l max.

Éclairage : LED blanche

Affichage : écran tactile LCD capacitif de 5,7 pouces

Autres caractéristiques :

Alimentation électrique : 100 - 120 V AC, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Puissance absorbée : 1000 VA max

Température d'utilisation environnementale : de +20 °C à +30 °C

Dimensions (p x l x h) : 636 mm x 560 mm x 384 mm

Poids : 27 kg

Accessoires en option :

- Loupe conviviale
- Pré-filtre pour la paraffine fondue
- Commande à pédale

Plaque froide

Température d'utilisation : -6 °C (à auto-régulation)

Capacité de charge de travail minimale garantie : 65 blocs solidifiés en 30 minutes

Autres caractéristiques :

Alimentation électrique : 100 V / 110 - 120 Vca / 220 - 240 Vca, 50/60 Hz

Puissance absorbée : 400 VA max

Plage de température d'utilisation environnementale : de +20 °C à +30 °C

Dimensions (p x l x h) : 636 mm x 400 mm x 384 mm

Poids : 32 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14989-systeme-d-enrobage-histocare-arcadia-distributeur-de-paraffine-et-plaque-froide.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
accessoire - Distributeur de paraffine	SOC-ARC2016981	
accessoire - Distributeur de paraffine et plaque froide	SOC-ARC2016982	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com