

FICHE PRODUIT



Chariot pour médicaments, Modèle YC54JA

Référence : SOC-TIA-YC54JA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour médicaments, Modèle YC54JA Adapté en salle d'infirmierie.

- * Muni de tiroirs avec clés pouvant être utilisés à des fins multiples.
- * Hauteur des tiroirs: 120 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm et 200 mm.
- * Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: marbre artificiel de 35 mm d'épaisseur.
- * Barreaux de protection fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Tiroir du haut: tiroir pour médicaments pourvu d'un seul compartiment.
- * Dimensions du tiroir gauche: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 120 mm.
- * 2ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- * 3ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- * 4ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- * 5ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 390 mm x (H) 200 mm.
- * Poignet fabriqué d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 607 mm x (l) 412 mm x (H) 865 mm.
- * Dimensions totales : 690 mm x 445 mm x 935 mm.
- * Dimensions d'expédition : 790 mm x 545 mm x 1 105 mm.
- * Poids à l'expédition : 67 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/1499-chariot-pour-medicaments-modele-yc54ja.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com