

FICHE PRODUIT



Cysto-uréthroscope à 2.7 mm

Référence : SOC-H012020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cysto-uréthroscope ø 2.7 mm

Caractéristiques techniques :

- Type d'endoscope : Cysto-uréthroscope.
- Tige / lame : Droit.
- Arbre de cysto-uréthroscope avec ou sans valve centrale.
- Divers instruments.
- Élément de travail actif/passif.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/14992-cysto-urethroscope-o-2-7-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com