

FICHE PRODUIT



Système EEG 16 canaux modèle KT88

Référence : SOC-KT881600

Points forts

- délais : 48 heures
- Canaux EEG : 16 Canaux

Description du produit

Système EEG 16 canaux modèle KT88

La **cartographie de l'activité électrique et numérique du cerveau KT88** collecte le signal EEG avec des électrodes, via une amplification intégrée, une transformation A / D, une analyse automatique du PC, une FFT, pour former un électroencéphalogramme qui s'affiche avec une profondeur de couleur. Le produit est applicable pour le contrôle de maladies telles que l'épilepsie, l'inflammation intracrânienne, les maladies cérébrovasculaires et les tumeurs cérébrales.

Caractéristiques principales :

- ◆ 16 canaux d'EEG + 2 canaux d'ECG (l'ECG est facultatif)
- ◆ Taux d'échantillonnage: 100 points / s
- ◆ Précision: 12 bits
- ◆ Impédance d'entrée: $\geq 10\text{M}\Omega$
- ◆ Courant de fuite patient: $< 10\mu\text{A}$
- ◆ Niveau sonore: $\leq 5\mu\text{Vp-p}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ◆ CMRR: $\geq 90\text{dB}$
- ◆ Grossissement multiple: 10000
- ◆ Constante de filtre: toute la mise en œuvre numérique et gratuite
- ◆ Vitesse d'affichage (vitesse du papier): 5, 10, 15, 30, 60, 120 mm / s
- ◆ Amplitude: 1, 1,5, 2, 3, 5, 7,5, 10, 12, 15, 20, 30, 50 mm / 50 μV
- ◆ Vitesse de lecture: 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois, 60 fois
- ◆ Suppression des interférences 50Hz: $\geq 30\text{dB}$
- ◆ Type de sécurité: Classe II, partie appliquée de type BF

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electroencephalographie-eeeg/14995-systeme-eeeg-16-canaux-modele-kt88.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Canaux EEG	16 Canaux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com