

FICHE PRODUIT

Automate d'immunoanalyse par chimiluminescence iFlash 3000

Référence : SOC-AUTF3000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate d'immunoanalyse par chimiluminescence iFlash 3000 avec reactifs Sars Cov-2 IgG 2*50T ; Sars Cov-2 IgM 2*50T

L'automate d'immunoanalyse par chimiluminescence iFlash 3000 (ci-après dénommé le dispositif) est un dispositif de dosage immunologique qui utilise la technologie de chimiluminescence d'ester d'acridinium à particules magnétiques pour les tests cliniques et le diagnostic auxiliaire.

L'équipement est utilisé en conjonction avec le kit immunitaire de chimioluminescence de Yahuilong (spécial), adapté aux auto-anticorps; anticorps dirigés contre des agents pathogènes tels que les agents pathogènes respiratoires, le virus d'Epstein-Barr, l'eugénisme, huit éléments préopératoires; les hormones thyroïdiennes, les hormones gonadiques, les marqueurs tumoraux Analyse quantitative ou qualitative de diverses substances traces telles que les marqueurs myocardiques.

Caractéristiques

- Chimioluminescence directe marquée Acridinium Easter

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Jusqu'à 300 tests / heure
- 30 positions de refroidissement des réactifs dont 15 positions STAT
- Système de séparation magnétique indépendant en 4 étapes
- Mélangeur vortex sans contact
- Dépôt efficace de la cuve de réaction
- Panneaux de test uniques
- Entretien facile

Informations générales

Débit. Jusqu'à 300 tests / heure

Temps le plus rapide pour obtenir le premier résultat. 12 minutes

Principe de détection. Chimiluminescence directe à base de particules magnétiques

Étiquette de chimiluminescence. Ester d'acridinium

Sonde échantillon / réactif. Deux sondes dédiées, protection contre les collisions horizontales et verticales

Fonction de détection automatique. Détection de niveau de liquide, bulle, caillot

Système d'approvisionnement d'échantillon

Position de l'échantillon. 5 échantillons par rack, 140 positions d'échantillons dont 15 positions STAT

Système de livraison d'échantillons. Chargement continu des échantillons avec transfert robotisé

Volume d'échantillon. 5 µL-150 µL

Capacité de chargement des récipients de réaction. Réserve de 2000 cuves de réaction pour un chargement continu

Système de réactif

Position du réactif. 30 positions avec réfrigération intégrée

Température du carrousel de réactifs. 2 à 8 ° C

Détection des réactifs. Suivi du niveau de réactif

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Pack de réactifs. 2 x 50 tests par kit

Dilution automatique. Maximum de 1: 400

Réaction carroussel

Capacité. 230 récipients de réaction

Température d'incubation. $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}\text{C}$, avec une fluctuation de $0,1^{\circ}\text{C}$

Système de mélange. Mélangeur vortex excentrique sans contact

Système de séparation magnétique

Méthode de lavage. Séparation magnétique en 4 étapes

Température. $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,3$, avec une fluctuation de $0,1^{\circ}\text{C}$

Des conditions de fonctionnement

Source de courant. 100 ~ 240 V, 50 / 60Hz

Consommation d'énergie. 2200 VA

Température. $10 \sim 30^{\circ}\text{C}$

Humidité ambiante. 20% à 70% d'humidité relative

Pression atmosphérique. 75 ~ 106Kpa

Dimensions physiques. 147 cm (L) x 95 cm (l) x 141 cm (H)

Poids. 387 kilogrammes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaîne-elisa-lecteur-laveur/14998-analyseur-d-immunoessai-par-chimiluminescence-iflash-3000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com