

FICHE PRODUIT



Echographe numérique N/B sur pied modèle ZQ-9902

Référence : SOC-99025102A

Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Sur plateforme
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Noir et blanc

Description du produit

Échographe numérique N/B sur pied modèle ZQ-9902

L'**Échographe numérique N/B sur pied modèle ZQ-9902** est largement utilisé dans le diagnostic et l'examen des organes du corps tels que l'abdomen, l'intra cavité, les maladies cardiovasculaire et périphériques, l'obstétrique et la gynécologie, l'urologie, vasculaire, petits organes, etc.. L'utilisateur acquiert plus d'expériences dans la technologie numérique à ultrasons à travers toutes ces fonctionnalités, y compris sur le clavier rétro éclairé.

Caractéristiques techniques:

- Les technologies de pointe de traitement de l'imagerie réalisent des images ultrasonores remarquables.
- **Modes d'imagerie: B, double B, quadruple B, B /**
- Ultrason noir et blanc de chariot avec une excellente fonction PW.
- Moniteur médical 15", console de rotation.
- 3 ports de transducteur activés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Prend en charge plus de 200 images de stockage permanent d'image, disque U en option pour l'extension de stockage.
- Logiciels: Abdomen, Cardiac, Obstétrique, Gynécologie, Urologie, Petites Pièces.
- Un affichage plein écran clé, facile à voir de loin.
- Impression du rapport et de l'image directement par imprimante laser.
- Clé d'optimisation: préréglages multi-paramètres et une optimisation d'image clé.
- Poste de travail intelligent intégré: grand stockage et gestion pratique des données.
- La batterie au lithium intégrée prend en charge au moins 8 heures de travail.
- Interface de données: Vidéo, S-Vidéo, USB, VGA, RS-232, RJ45.

Accessoire standard: Une sonde au choix (de convexe / linéaire / transvaginale / micro-).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/15003-echographe-numerique-n-b-sur-pied-modele-zq-9902.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Sur plateforme
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Noir et blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com