

FICHE PRODUIT



JEU DE LARYNGOSCOPE ADULTE A FIBRE OPTIQUE modèle MAXLITE®

Référence : SOC-202222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

JEU DE LARYNGOSCOPE ADULTE A FIBRE OPTIQUE modèle MAXLITE®

Le **JEU DE LARYNGOSCOPE ADULTE A FIBRE OPTIQUE modèle MAXLITE®** est un instrument médical servant principalement à l'intubation trachéale en permettant de visualiser la glotte.

- Taille de lame flexiray Macintosh 3.4
- LED taille de poignée moyenne

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/15006-jeu-de-laryngoscope-adulte-a-fibre-optique-modele-maxliter.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com