

FICHE PRODUIT



Chariot pour ECG sans bras

Référence : SOC-11500216300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce modèle de chariot proposé par Socimed est utilisé pour transporter aussi bien les appareils ECGs que les Moniteurs patients.

Ce chariot comprend un support roulant et un plateau

Caractéristiques physiques

Dimension : 720 mm * 280 mm * 720 mm

Poids net : 6,6 kg

Poids brut : 9,5 kg

Dimension avec emballage : 835 mm * 764 mm * 225 mm

Plaque d'installation : en alliage d'aluminium

Châssis à 5 roulettes

Munis de 2 paniers

Caractéristiques de la Plaque d'installation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimension : 156 mm * 120 mm * 15 mm

Épaisseur : 2,5 mm

Rugosité de surface : 3.2

Couleur : argent

Caractéristiques du Panier supérieur

Dimension : 300 mm * 190 mm * 164 mm

Poids : 0,95 kg

Nombre de grille : 28

Diamètre de la grille : 2,2 mm

Rugosité de surface : 9,6

Couleur : blanche

Caractéristiques du Panier inférieur

Dimension : 275,2 mm * 137,5 mm * 147,7 mm

Poids : 0,8 kg

Nombre de grille : 44

Diamètre de la grille : 3

Rugosité de surface: 9,6

Couleur : blanche

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/15008-chariot-pour-ecg-sans-bras.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com